

Instruktioner för att skicka provmaterial

Att skicka in rätt och tillräckligt med provmaterial samt en komplett och tydlig remiss är avgörande för att få ett snabbt resultat.

Vår hemsida erbjuder information gällande provmaterial och provmängd för varje analys. Nedan följer viktiga instruktioner för att du som kund ska kunna säkerställa att provtagning, providentifiering och transport till Wieslab utförs på rätt sätt.

Att beställa från Wieslab är enkelt

1. Välj relevant remiss
2. Fyll i och markera de analyspaket eller enskilda analyser som du vill beställa. Ta gärna hjälp av vår sökfunktion på hemsidan.
3. Faktureringsdetaljer ska alltid fyllas i på remissen
4. Svarsrapport kommer att skickas till den adress som har angetts på remissen. Alternativt, se möjligheter för e-rapportering
5. Skicka ifylld remiss tillsammans med provet till:

Wieslab AB, Lundavägen 151

SE-21224 Malmö, Sverige

(för leveranser med budfirma eller paket som innehåller torris/kylklampar)

ELLER

Wieslab AB, Box 50117

SE-20211 Malmö, Sverige

(för leveranser i vadderade kuvert eller små kartonger i rumstemperatur)

Information gällande provtagning		
Provmaterial	Rörtyp	Hantering
Serum (venöst blod är alltid att föredra, men kapillärt blod kan accepteras)	Serum Separating Tube (SST-rör)	Prov bör stå och koagulera i minst 30 minuter och därefter centrifugeras (ca 2000 g) 10 min i rumstemperatur (eller enligt lokala anvisningar).
	Serumrör utan tillsats av gel kan också användas. Serum fördelas då till polypropylenrör efter centrifugering.	
Likvor (CSV)	Polypropylenrör Obs: fördela likvor i 1 rör per biomarkör!	Likvor samlas upp i likvor-rör, centrifugeras i ca 2000 g (eller enligt lokala anvisningar) och fördelas i polypropylenrör.

EDTA-plasma	EDTA-rör (centrifugerat) Märk rör med "plasma"	Prov centrifugeras (ca 2000 g) 10 min i rumstemperatur (eller enligt lokala anvisningar) och supernatant avskiljs till polypropylenrör.
EDTA Helblod (2,5 mL) Genetiska analyser kräver samtyckesblankett	EDTA-rör Skickas aldrig fryst	Prov centrifugeras ej!

Viktigt att tänka på!		
Provmaterial	Information på remiss	Transport
Rätt provmaterial och volym ska skickas Tydligt märkta prover ska skickas ihop med fullständigt ifylld remiss Provet bör inte vara lipemiskt, hemolytiskt eller ikteriskt	Ange tydligt patientens namn och personnummer på remissen Ange tydligt remitterande klinik/sjukhus, avdelning på remissen Läkarens namn och telefonnummer är särskilt viktigt vid akuta analyssvar	Färgkodning på remissen anger om provet ska frysas/kylas eller skickas i rumstemperatur Om prover inte kan skickas samma dag till Wieslab skall de förvaras i kyl (2-8°C, upp till en vecka) eller i frys (-20°C för långvarig förvaring) i väntan på transport Skicka aldrig frysta prover på en fredag eller dag före helgdag! Detta på grund av risken att provet tinar och provkvaliteten påverkas vid eventuella leveransförseningar Transport vid rumstemperatur: använd vadderat kuvert/liten kartong märkt UN3373 För transport utomlands och/eller lång transportsträcka rekommenderas kylklampar alternativt torris för prover som normalt sett (inom Sverige) kan transporteras i rumstemperatur

Kontakt

Om Ni har frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta oss på tel. 040-53 76 60 eller via epost: diagnostic.services@svarlifescience.com

Uppdaterad: 2025-11-05